

Link do produktu: <https://www.titanium-odzywki.pl/uns-joint-fix-z-msm-400g-p-740.html>



UNS Joint Fix z MSM 400g

Cena	59,00 zł
Dostępność	aktualnie niedostępny
Producent	UNS

Opis produktu

UNS Joint Fix 400g to bardzo skuteczny, wieloskładnikowy preparat wspierający regenerację stawów, więzadeł oraz gwarantujący odpowiednią ochronę dla nich. Joint Fix przeznaczony jest zarówno dla osób trenujących sport jak i osób narzekających na bóle stawów.

Składnik	Content per daily portion (20 g) / Zawartość w dziennej porcji (20 g)
Collagen hydrolysate / Hydrolizat kolagenu	10000 mg
L-proline / L-prolina	500 mg
Glucosamine sulfate / Siarczan glukozaminy	300 mg
Methylsulfonylmethane (MSM) / Metylosulfonylometan (MSM)	300 mg
Chondroitin sulfate / Siarczan chondroityny	150 mg
Hyaluronic acid / Kwas hialuronowy	20 mg
Vitamin C / Witamina C	100 mg (124%*)
Vitamin D3 / Witamina D3	20 µg (400%*)
Vitamin B6 / Witamina B6	5.1 mg (364%*)
Calcium / Wapń	320 mg (40%*)
Magnesium / Magnez	150 mg (40%*)
Turmeric extract / Ekstrakt z kurkumy	250 mg
Boswellia serrata extract / Ekstrakt z Boswellia serrata	200 mg
Ginger root extract / Ekstrakt z korzenia imbiru	200 mg
Citrus bioflavonoids / Bioflawonoidy cytrusowe	50 mg

* NRV - nutrient reference value / RWS - referencyjna wartość spożycia

Składniki: hydrolizat kolagenu wieprzowego, substancja wypełniająca: maltodekstryna, aromat, L-prolina, metylosulfonylometan, siarczan glukozaminy, ekstrakt z kurkumy, ekstrakt z Boswellia serrata, ekstrakt z korzenia imbiru, siarczan chondroityny, kwas L-askorbinowy, węglan wapnia, węglan magnezu, bioflawonoidy cytrusowe, chlorowodorek pirydoksyny, cholekalcyferol, substancje słodzące: sukraloza, acesulfam K, sacharynian sodu, cyklamian sodu; kwas hialuronowy; barwniki: żółcień chinolinowa (smak jabłka, pomarańczy, cytryny, ananasa), żółcień pomarańczowa (smak pomarańczy, kiwi) – mogą mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci, błękit brylantowy (smak kiwi). Źródło fenylalaniny. Może zawierać śladowe ilości pochodnych soi, pszenicy, jaj, selera, gorczycy, orzechów, arachidów. Miarka do dozowania w środku.